

# Mondneusmasker WASBAAR



## *Gebruiksaanwijzing en algemene informatie*



# Mondneusmasker WASBAAR

(Voldoet aan de technische norm EN 13795: 2019 (OK-afdekdoeken en OK-jassen))

100% Polyester drielaags laminaat met polyurethaan (PU) barrièreembraan

100% polyester draad (naaiwerk)

Algemene opmerkingen vooraf:

- Masker WASSEN voor elk gebruik
- Masker niet wijzigen en / of veranderen
- Masker niet steriliseren
- Masker niet tussentijds afdoen
- Masker is geen medisch hulpmiddel
- Masker is geen persoonlijk beschermingsmiddel
- Elastieken van het masker kan latex bevatten



Gebruik:

- Voor het masker wordt aangeraakt: was de handen grondig met water en zeep of een desinfectans
- Droog de handen met papieren tissue of schone handdoek
- Vouw het masker uit en breng het in model
- Pak het masker bij de twee elastieken en plaats de elastieken over en achter de oren
- Schuif het masker tot het goed aansluit over de neus en de kin
- Raak het masker niet meer aan
- Gebruik het masker maximaal 4uur
- Doe het masker af met enkel de elastieken aan te raken
- Stop het masker in wasmachine of plastic zakje en raak het masker hierna niet meer aan
- Na gebruik de handen grondig wassen met water en zeep of een desinfectans

Wasvoorschriften:

- 45 tot maximaal 70 keer te wassen en te gebruiken
- Wastemperatuur 60 ° C
- Niet bleken
- Droogprogramma bij lage temperatuur (maximaal 80 ° C)
- Niet strijken
- Niet chemisch reinigen
- Gebruik geen organisch oplosmiddel om vlekken te verwijderen



Opslag:

- Bewaren bij een temperatuur beneden de 25 ° C
- Maximale relatieve vochtigheid van 80%
- Niet bewaren in directe lichtbronnen
- Bewaar niet langer dan 1 maand bij condities hoger dan hiervoor is aangegeven.

Producent ISO gecertificeerd:  
Creazioni Futura S.r.l.

Distributeur voor Nederland:  
Hygion healthcare bv

[www.creazionifutura.it](http://www.creazionifutura.it)

[www.hygion.eu](http://www.hygion.eu)

