

# Reinigingsdoekje en antibacteriële handgel

## Bescherming - Desinfecteert - Handzaam

### Elite Plus Alcohol (huid) reinigingsdoekjes in sacht

De met 70% geïmpregneerde alcohol doekjes van ELITEPLUS zijn te gebruiken daar waar (huid) hygiëne gewenst is. Het alcohol doekje doodt micro organismen en biedt bescherming tegen bacteriën en virussen. De zachte, sneldrogende formule zorgt voor maximale sterilisatie op de toedingsplaats zonder irritatie te veroorzaken.

Neem het doekje uit de verpakking en gebruik het doekje om de huid of de gewenste plaats te reinigen. het reinigingsdoekje is geschikt voor eenmalig gebruik.

- > Geschikt voor reinigen lichaamsoppervlakte
- > Bevat 70% alcohol
- > Eenvoudig te openen
- > Geschikt voor aseptisch gebruik

#### Elite Plus Alcohol (huid) reinigingsdoekje in sacht

22 x 14 cm - 70% alcohol, 5% glycerine  
Bestelnummer: EPL-M  
Inhoud: 25 sachtjes per stuk verpakt  
EAN: 8699415731344



### Hygiënische antibacteriële handgel 100 ml

Speciaal voor het reinigen en desinfecteren van de handen is er de Hygienic handgel. De handgel is verkrijgbaar in een flacon van 100 ml en is zo handig en compact mee te nemen. De handgel beschermt tegen overdracht van bacteriën en virussen.

Neem minimaal 3 ml handgel uit de flacon en breng dit op droge handen aan. Wrijf de handen nu gedurende 30 sec. zorgvuldig over elkaar, in en vergeet de rug van de duimen en beide kanten van de vingers niet. Maak 2 vuisten in elkaar, maak de vingers, nagels en polsen schoon.

- > Antibacterieel
- > Bevat 75% alcohol
- > Desinfecteert de handen zonder water & zeep
- > Met glycerine voor een verzorgende werking
- > Droog in 15 seconden
- > In laboratorium ontwikkelde formulering
- > Verkrijgbaar in 100 ml

#### Hygiënische antibacteriële handgel

100 ml, 75% alcohol  
Bestelnummer: 219662  
Inhoud: 12 flacons  
EAN CE: 8710444219662



# Chirurgisch medisch mondneusmasker wegwerp

**Bescherming - Comfortabel - Medisch**

## Chirurgisch medisch mondneusmasker EN 14683, Type II

Het disposable 3-laags/3-ply mondmasker is een medisch hulpmiddel en beschermt de omgeving van de drager tegen micro organismen uit de neus of mond. Daarnaast beschermt het de drager tegen contactmomenten met handen of handschoenen aan eigen mond of neus. De mondmaskers zijn voorzien van lange neusstrip die het mondmasker op de neus houdt. Daarnaast zijn de elastische banden rond en vrij van latex. De mondmaskers worden niet steriel geleverd. De drager van het mondmasker kan vrij blijven ademen.

- > Beschermt anderen tegen risicovolle uitscheiding
- > CE gekeurd
- > Optimaal draagcomfort
- > Voor eenmalig gebruik
- > Hoge filterefficiëntie
- > Ademweerstand van 3.0 mm H<sub>2</sub>O/CM<sup>2</sup>
- > BFE (bacteriële filter efficiency) van  $\geq 98\%$

### Chirurgisch medisch mondneusmasker

Blauw met wit, CE klasse I, 140 mm x 4 mm

Bestelnummer: 12458

Inhoud: 50 maskers



## Chirurgisch medisch mondneusmasker EN 14683, Type IIR

Het disposable 3-laags/3-ply mondmasker is een medisch hulpmiddel en beschermt de omgeving van de drager tegen micro organismen uit de neus of mond. Daarnaast beschermt het de drager tegen contactmomenten met handen of handschoenen aan eigen mond of neus. De mondmaskers zijn voorzien van lange neusstrip die het mondmasker op de neus houdt. Daarnaast zijn de elastische banden rond en vrij van latex. De mondmaskers worden niet steriel geleverd. De drager van het mondmasker kan vrij blijven ademen.

- > Beschermt anderen tegen risicovolle uitscheiding
- > CE gekeurd
- > Optimaal draagcomfort
- > Voor eenmalig gebruik
- > Hoge filterefficiëntie
- > Ademweerstand van 5.0 mm H<sub>2</sub>O/CM<sup>2</sup>
- > BFE (bacteriële filter efficiency) van  $\geq 98\%$
- > Spatweerstand  $\geq 120$  mm. /HG

### Chirurgisch medisch mondneusmasker

Blauw met wit, CE klasse I, 140 mm x 4 mm

Bestelnummer: SMSK001L

Inhoud: 50 maskers



Was de handen grondig met water en zeep gedurende 20 sec. voor het masker wordt aangeraakt. Droog de handen met papieren of schone handdoek. Vouw het mondmasker uit en breng in model. Pak het masker bij de elastieken en plaats het op de oren. Schuif het masker tot het goed aansluit. Raak het masker niet meer aan. Doe het masker af met enkel de elastieken. Na gebruik handen wassen en/of desinfecteren.

